

Para más información sobre cómo obtener una piel fresca, revitalizada y sana, visite silkpeel.com o pregunte a su representante para obtener más detalles.

SilkPeel™

SilkPeel™ Dermalinfusion™

Dermalinfusion™

Preguntas y Respuestas sobre SilkPeel

P. Qué es exactamente SilkPeel?

R. La "abrasión mojada" de SilkPeel exfolia la piel e infunde simultáneamente un producto dermatológico tópico tratando las condiciones cutáneas específicas de los pacientes y estimulando el crecimiento de nuevas células para dar a su piel la revitalización que ellas desean.

P. Es seguro?

R. SilkPeel es un procedimiento único, seguro y no invasivo desarrollado por un médico o esteticista totalmente entrenados para ello. Ni usted ni el paciente están expuestos a las amenazas de microdermoabrasión en partículas con la tecnología acristalina de Silk-Peel. Además, entre cada procedimiento se desinfecta cuidadosamente el equipo.

P. Cuánto tiempo dura este procedimiento?

R. Los tratamientos típicamente duran unos 20 minutos. Además, como Silk-Peel aplica un producto dermatológico durante el tratamiento, el protocolo tras el tratamiento es rápido y fácil.

P. A qué enfermedades de la piel va dirigido?

R. SilkPeel va dirigido a todas las enfermedades de la piel. Por ejemplo, SilkPeel trata: sequedad cutánea, eczema, dermatitis, aspereza táctil, queratosis actínica, quemaduras solares, lentigos solares y alteraciones en la pigmentación.

P. Cuánto tiempo lleva ver los resultados?

R. Verá resultados claros después del primer tratamiento y alcanzará resultados óptimos después de 4 a 6 tratamientos espaciados de 7 a 10 días, suplementado con una rutina diaria de cuidado.

P. Cómo es la piel del paciente después de un tratamiento?

R. La piel del paciente tendrá un resplandor inmediato y radiante que le permite parecer sana y renovada.

Características Principales

- Exfoliación y aplicación tópica simultáneas
- Selección de soluciones tópicas específicas para cada paciente
- Las 14 combinaciones de tratamiento con diamante de grado médico consiguen un tratamiento óptimo
- Diseño manual patentado
- Demostración conducida digitalmente y dualmente para conseguir vacío y ajuste del flujo precisos
- El tratamiento completo y eficiente en el tiempo sirve de forma ilimitada demográficamente

Technical Specifications

- Corriente de voltaje: 4ª 220-240V 50/60 Hz
- Vacío máximo: 10.5
- Flujo máximo: 42
- Medio de abrasión: Diamante
- Dimensiones: 45.7cm x 25.4cm x 35.5 cm
- Peso: 12.4kg
- Patente número 6,695,853



El primer tratamiento patentado que combina exfoliación no invasiva con infusión de soluciones tópicas específicas de la piel y que mejora y revitaliza la piel.



SILKPEEL

La solución Dermatológica Pura

Distribuida por:



Fabricado en USA por:
emed, Incorporated
tel 818-874-2700
fax 818-874-1195
www.silkpeel.com



SILKPEEL

La solución Dermatológica Pura

SilkPeel™ Dermalinfusion™. La última innovación que combina la exfoliación no invasiva con la infusión de una solución específica de la piel para mejorar y revitalizar la piel.

Con tan solo un tratamiento se dará cuenta de resultados visibles y significativos. Mejora el acné, hidrata la piel seca, la piel descamada y las arrugas y revitaliza la piel envejecida por la exposición solar. La diferencia es un exfoliador con diamante de grado médico y una solución tópica específica para cada piel que se suministra a través de un sistema novedoso patentado llamado Dermalinfusion™.

¿Por qué está todo el mundo enloquecido con el SilkPeel?

SilkPeel™ Dermalinfusion™ es el tratamiento cutáneo más dinámico disponible en la actualidad. Es el único procedimiento que proporciona tanto una exfoliación no invasiva como la aplicación de una solución tópica específicamente cutánea bajo presión, dejando a los pacientes con una sensación de mayor frescor cutáneo y un mejor aspecto de la piel.

SilkPeel es seguro e indoloro, sin las complicaciones e incomodidades asociadas habitualmente a la microdermoabrasión con cristal, peelings profundos, láser y otros tratamientos invasivos. SilkPeel es único porque no utiliza cristales ni otras partículas abrasivas que irriten la piel.

“Hemos evaluado múltiples sistemas de microdermoabrasión en nuestra práctica diaria de dermatología y cosmética y hemos seleccionado el SilkPeel por su seguridad incomparable, eficacia y capacidad únicas para suministrar medicación tópica.”

*Vic Narurkar, MD
Bay Area Laser Institute,
San Francisco, CA*

¿Para qué tipo de piel se recomienda el tratamiento con SilkPeel?

SilkPeel trata eficazmente todo tipo de piel y está recomendado para una amplia gama de patologías dermatológicas, como la hiperpigmentación, el acné, el envejecimiento por exposición solar, la deshidratación y las arrugas de líneas finas, con un amplio surtido de soluciones tópicas en constante desarrollo.



Deshidratación Rehidrata la piel seca, descamada, y las arrugas de líneas finas con la solución hidratante SilkPeel.

Hiperpigmentación La solución que aclara la piel revitaliza las manchas solares y disminuye con éxito los efectos dañinos del sol para restaurar el color de la piel.

Acné La solución anti acné se aplica en las zonas grasas y comedogénicas para aclarar y refrescar la piel.


No están disponibles todas las aplicaciones tópicas en todos los países.

¿Por qué SilkPeel™ Dermalinfusion™?


- Mejora inmediatamente la piel
- Exfoliación simultánea. Dermalinfusión linfática, estimulación de los puntos linfáticos, muscular y del nervio motor, y evacuación
- Soluciones tópicas cutáneas específicas para las necesidades del cuidado de la piel, única en cada paciente
- Los pacientes vuelven a la actividad cotidiana inmediatamente
- Evita los peligros de la salud asociados a la microdermoabrasión
- Tratamiento indoloro y aplicado en forma de masaje

“El nuevo SilkPeel Dermalinfusion es absolutamente distinto a cualquier tratamiento microdermoabrasor que he tenido (o he usado). El frescor y la aplicación indolora de la solución tópica combinada con la exfoliación suave dobla la eficacia de cualquier método estándar microdermoabrasor. Mis pacientes están encantados con su piel más clara y renovada.”

Carolyn I. Jacob, MD



Los diamantes de grado médico exfolian la capa más superficial de la piel al aplicar en profundidad la solución tópica estimulando el crecimiento de nuevas células.



Fotos de antes y después del tratamiento de un paciente con hiperpigmentación



Fotos de antes y después del tratamiento de un paciente con hiperpigmentación



Fotos de antes y después del tratamiento de un paciente con acné quístico



Fotos de antes y después del tratamiento de un paciente con acné